

Uređaj za elektrostimulaciju

Dragi kupče,

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

Za najbolje rezultate i sigurnost molimo pročitajte priručnik prije korištenja uređaja.

Molimo sačuvajte priručnik za buduću uporabu.

Kratki uvod

Uređaj za ljepotu i savršeno oblikovanje tijela može otapati masnoću unutar tijela uključujući masnoću oko crijeva i unutar abdomena. Istovremeno, može smanjiti podražljivost simpatičkih živaca i potrošnju kisika kod pretilih osoba. Moguće je vrlo brzo izgubiti na težini zahvaljujući akumuliranju stimulacije točaka. Ovo je najbolji tradicionalni način za gubljenje težine jer je vašu savršenu figuru nakon gubitka težine moguće održati daljnjim korištenjem ovog uređaja.

Uređaj je organski kombiniran sa sklopom za skeniranje frekvencija i mikroracionalnim sustavom za stvaranje stimulirajućeg bioelektriteta, te se precizno pridržava osnova akupunkture tradicionalne kineske medicine za postizanje redovitog dubinskog pokretanja i masaže kako bi se postiglo ubrzavanje kanala, normaliziranje raspoloženja, poticanje ciklusa limfnog sustava, uklanjanja unutarnjih toksina, poboljšanje mikrocirkulacije tijela, promicanje metabolizma, pobuđivanje i pregrupiranje snaga tijela protiv bolesti, tako da dolazi do smanjivanja najvećeg dijela masnih stanica, te zatezanja kože.

Funkcije i ljekoviti učinak

Gubitak težine: tretmanom u trajanju od deset dana moguće je postići gubitak od 1 do 8 kilograma.

Vitkost tijela: tretmanom u trajanju od deset dana moguće je smanjiti obujam struka za 2 do 9 centimetara.

Povećanje grudi: tretmanom u trajanju od dvadeset dana moguće je povećati grudi za 1 do 3 centimetra.

Funkcija: gubitak težine, postizanje vitkosti tijela, povećanje grudi i fizička terapija.

Prednosti: niska frekvencija za gubitak težine i srednja frekvencija za zatezanje kože. Obujam struka moguće je smanjiti za 1-2 cm jednim tretmanom.

Kontrolna ploča

1. Podešavanje frekvencije
2. Podešavanje trajanja rada (dolje)
3. Selekcija programa (1-9)
4. Podešavanje trajanja rada (gore)
5. Uključi/isključi
- 6-15. Podešavanje intenziteta frekvencije
16. LCD zaslon
17. Izlazi za elektrostimulaciju
18. Elastična traka
19. Elektroda
20. Žica za spajanje elektroda
21. Nastavak za elektrode za grudi
22. Samoljepivi nastavak za elektrode
23. Tijelo uređaja
 - a. Indikator frekvencije
 - b. Indikator vremena
 - c. Indikator programa

Upute za postupanje

Program 1: Niskofrekventna (površinski sloj) lipolitična biološka stimulacija

Funkcija: Lipolitična biološka stimulacija izravno djeluje na lipocite (masne stanice) koji će dovesti do raspadanja tjelesne masnoće iz lipocita povećavanjem njihove propusnosti (permeabilnosti).

Primjena: Može se primjenjivati na svim dijelovima tijela, posebice na lokaliziranoj pretilosti.

Program 2: Aktivna (duboka razina) lipohistiodierezijska biološka stimulacija

Funkcija: Ova vrsta stimulacije može izazvati masivne kontrakcije muskulature koje stvaraju kreatin, s ciljem razbijanja i trošenja tjelesne masnoće.

Primjena: Primjenjuje se na tjelesnu masnoću koja se nalazi duboko ispod površine kože.

Program 3: Biološka stimulacija za dubinsko sagorijevanje i čvrstoću

Funkcija: Širina impulsa i frekvencija kod ove vrste stimulacije su veći nego kod prethodne dvije, što može pojačati stimulaciju mišićnih vlakana, te djelotvornije trošiti dubinsku tjelesnu masnoću.

Primjena: Primjenjuje se na celulitu, te je učinak očigledan.

Program 4: Aktivirajuća (učvršćujuća) biološka stimulacija

Funkcija: Ova vrsta stimulacije može ubrzati unutarstaničnu razmjenu supstanci i sintezu proteina kako bi se poboljšala aktivnost živčane strukture za djelovanje na uklanjanje.

Primjena: Primjenjuje se na obješenoj koži.

Program 5: Biološka stimulacija za učvršćivanje mišića (pojačavanje učvršćivanja)

Funkcija: Širina impulsa i frekvencija kod ove vrste stimulacije su veći nego kod Programa 3, što može pojačati stimulaciju mišićnih vlakana, te djelotvornije trošiti dubinsku tjelesnu masnoću.

Primjena: Primjenjuje se na celulitu, te je učinak očigledan.

Program 6: Kontinuirana biološka stimulacija za dubinsko gubljenje težine (detoksikacija i sagorijevanje)

Funkcija: Ovo je stimulacija srednje frekvencije, koja može kontinuirano stimulirati dubinske mišiće tisuću puta kako bi se proširile limfne žile i pojačala limfna cirkulacija kako bi se uklonile hidrolitičke masne kiseline i unutarnji toksini.

Primjena: Primjenjuje se kod poremećaja limfne cirkulacije i pretilosti nastale zbog nakupljanja tekućine. Detoksikacijski učinak je očigledan.

Program 7: Biološka stimulacija isprekidanim valom (uljepšavanje grudi i bokova)

Funkcija: Ova stimulacija slična je Programu 4, ali se razlikuje po tome što je val kod ovog tipa stimulacije isprekidan, što relaksira mišiće kako bi se omogućilo akumuliranje tjelesne masnoće.

Primjena: Primjenjuje se kod body buildinga, obješene kože, te ravnih i malih grudi.

Program 8: Biološka stimulacija sinusnim modulacijskim valom i srednjom frekvencijom

Funkcija: Ova stimulacija može poboljšati propusnost stanica kako bi se ubrzala unutarstanična razmjena supstanci, što širi limfne žile i pojačava limfnu cirkulaciju kako bi se uklonile hidrolitičke masne kiseline i unutarnji toksini, te ojačali mišići.

Primjena: Primjenjuje se kod obješenih grudi, bokova i kože, te za detoksikaciju.

Program 9: Ponavljanje Programa 1 do Programa 8.

Upute za korištenje

1. Podesite sve izlaze na nulu.
2. Provjerite i spojite napajanje kako je prikazano na slici. Zatim pritisnite prekidač.
3. Pritisnite tipku Start/Pause i uređaj počinje s radom.
4. Pritisnite tipku za selekciju programa i odaberite željeni program. Raspoloživo je devet različitih programa.
5. Odredite vrijeme trajanja tretmana podešavanjem tipke TIME.
6. Odredite intenzitet tretmana okretanjem tipki 6-15 (prikazane na ploči).
7. Tijekom tretmana, ukoliko je potrebno promijeniti funkciju, trajanje ili intenzitet, samo pritisnite odgovarajuću tipku i neće doći do prekida tretmana.

Postupak tretmana

1. Nanesite kremu ili gel za mršavljenje na elektrode i spojite ih s nastavcima za željeni dio tijela.
2. Postavite elektrode na pojedine dijelove tijela na sljedeći način:

Slika 1: Vrat i ramena

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi vrata i ramena, što može ukloniti masnoću i umor.

Slika 2: Vrat, ramena i ruke

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi vrata, ramena i ruku, što može dovesti do uklanjanja masnoće.

Slika 3: Grudi

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi grudi. Također stimulira razvoj grudi, što može regulirati izlučivanje hormona.

Slika 4: Stomak

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi stomaka, uklanjanje masnoće i jačanje mišića na prsima.

Slika 5: Leđa

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi leđa, jačanje mišića na leđima, što može ukloniti suvišnu masnoću i olakšati zamor.

Slika 6: Bokovi

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi bokova, što uklanja suvišnu masnoću i jača mišiće bokova.

Slika 7: Ruke

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi ruku i otvaranje kanala, što može ukloniti suvišnu masnoću i ojačati mišiće ruku.

Slika 8: Noge

Funkcija: Stimuliranje cirkulacije krvi nogu i otvaranje kanala, što može ukloniti suvišnu masnoću i ojačati mišiće nogu.

3. Pokrenite uređaj pritiskom na tipku Start/Pause i odaberite odgovarajući program.

(1) Primjenjuje se na svim dijelovima tijela, posebice na lokaliziranoj pretilosti.

(2) Primjenjuje se na dubinskoj tjelesnoj masnoći.

(3) Primjenjuje se na celulitu

(4) Primjenjuje se na obješenoj koži

(5) Primjenjuje se na celulitu

(6) Primjenjuje se kod poremećaja limfne cirkulacije i pretilosti nastale zbog nakupljanja tekućine.

(7) Primjenjuje se kod body buildinga, obješene kože, te ravnih i malih grudi.

(8) Primjenjuje se kod obješenih grudi, bokova i kože.

4. Podesite trajanje tretmana pritiskom na tipke za podešavanje vremena.

(0-60 minuta)

Mršavljenje: 30-40 minuta svaki dan

15 puta po jedan tretman.

Njega grudi: 20-30 minuta jednom na dan

15-30 puta po jedan tretman.

5. Uključite tipke za podešavanje intenziteta kako bi podesili intenzitet prema tome kako se klijent osjeća. Zatim podesite modalitet frekvencije. Postoje četiri modaliteta, koji su prikazani kao 

6. Tijekom tretmana po volji možete mijenjati programe, trajanje i intenzitet.

7. Odgovarajući intenzitet: kako različiti ljudi različito podnose elektricitet, intenzitet primijenjenog elektriciteta treba se razlikovati od klijenta do klijenta, te postoje sljedeći tipovi intenziteta:

I Granica osjećaja: osjećanje elektriciteta.

II Granica kontrakcije: mišići se počinju stezati.

III Granica tolerancije: tijelo ne može tolerirati elektricitet.

Dio tijela	Odgovarajuća doza
Vrat i ramena	Granica osjećaja
Noge	Granica kontrakcije, granica tolerancije
Ruke	Granica kontrakcije, granica tolerancije
Stomak	Granica kontrakcije, granica tolerancije
Grudi	Granica kontrakcije
Leđa	Granica kontrakcije, granica tolerancije
Bokovi	Granica kontrakcije, granica tolerancije

8. Nakon tretmana molimo pobrinite se da je vrijeme na zaslonu 0 i da su izlazi isključeni.

9. Očistite i sterilizirajte nastavke za elektrode i spremite ih.

Upozorenje:

1. Molimo nemojte podešavati intenzitet na previsoku vrijednost.
2. Ukoliko obavljate tretman mršavljenja, intenzitet treba podesiti prema tome kako se klijent osjeća.
3. Ukoliko obavljate tretman grudi, molimo odaberite nizak intenzitet.
4. Molimo očistite kožu na mjestima gdje ćete postaviti elektrode, te pazite da je intenzitet postavljen na 0.
5. Molimo nanosite sredstvo koje zaustavlja elektricitet. Sredstvo nanosite ravnomjerno kako bi izbjegli uzrokovanje boli na koži.
6. Ukoliko dođe do kakvih problema s kožom, molimo smanjite broj tretmana.
7. Tijekom tretmana podesite intenzitet prema osjećaju klijenta.

Tko ne smije koristiti uređaj:

1. Ljudi s krvnim bolestima ne smiju koristiti ovaj uređaj.
2. Ljudi koji imaju problema s kožom ne smiju koristiti ovaj uređaj.
3. Ljudi sa srčanim bolestima ga ne smiju koristiti.
4. Ljudi s metalom u tijelu ga ne smiju koristiti.
5. Trudnice ga ne smiju koristiti.
6. Ljudi koji imaju tumor ga ne smiju koristiti.
7. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadziru ili im upute vezane uz korištenje uređaja daju osobe zadužene za njihovu sigurnost.
8. Djecu je potrebno nadzirati kako bi bili sigurni da se ne igraju s uređajem.

Tehnološki parametri

NAPAJANJE: 220V

RADNA FREKVENCIJA: 50Hz

SNAGA: 40W

DIMENZIJE: □55x38x20cm □103x55x46cm

BRUTO MASA: □5kg □25kg

Popis dijelova u kompletu

Ime	Jedinica	Količina	Napomene
Tijelo uređaja	set	1	
Žica za spajanje	komad	10	
Nastavak za grudi	komad	2	
φ 65 Elektroda	set	10	
φ 95 Elektroda	set	10	
Samoljepivi nastavak	komad	2	
Kabel za napajanje	komad	1	
Elastična traka	komad	1	
Osigurač	set	2	
Upute	komad	1	

Važna sigurnosna upozorenja

1. Molimo nemojte rastavljati opremu ili pokušavati raditi druge radnje koje su navedene u uputama. Sve popravke treba obavljati naše ovlašteno profesionalno osoblje.
2. Molimo nemojte sastavljati ili koristiti opremu dok ste u blizini vode ili imate mokre ruke. Pazite da opremu ne polijete tekućinom.
3. Molimo izvucite kabel uređaja iz utičnice u dolje navedenim slučajevima. Kontaktirajte ovlašteni servis.
 - a. Oprema je došla u dodir s tekućinom.
 - b. Iz opreme dolazi neuobičajen miris, dim ili glasna i snažna buka.
 - c. Kabel je oštećen.
 - d. Oprema je pala i oštetila se.
4. Molimo nemojte ništa stavljati na kablove, te nemojte stavljati opremu na takvo mjesto na kojem netko može stati na kabel.
5. Nakon korištenja, molimo izvucite kabel iz utičnice zbog vlastite sigurnosti.
6. Nemojte ništa stavljati u utičnice/izlaze uređaja, jer to može dovesti do izbijanja vatre ili kratkog spoja. Ukoliko neki predmet uđe u uređaj, molimo nemojte ga sami pokušavati izvaditi, već odmah kontaktirajte distributera ili naše poduzeće.
7. Molimo nemojte stavljati opremu na bilo kakve nestabilne podloge, te izbjegavajte prevrtanje i oštećivanje opreme.
8. Naše poduzeće zadržava pravo izmjenjivanja informacija u ovim uputama bez prethodne najave! Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

APRIA COSMO
DUBROVAČKA 99
31000 OSIJEK
TEL:031/210-550, GSM:098/252-631
E-MAIL: apria@apria.hr
WEB: www.apria-cosmo.com

