

# Multifunkcionalni kozmetički aparat 9 u 1



Poštovani kupče,


Hvala što ste odabrali naše proizvode.

Radi najbolje izvedbe i sigurnosti, molimo vas da prije upotrebe pročitate upute.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduću referencu.

**Napomena:** Izbjegnite smetnje - nemojte istovremeno koristiti dvije funkcije.

## Dijagram upravljačke ploče



- |                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Prikaz vremena                         | 20. Prikaz jačine čišćenja lica                |
| 2. Kontrola vremena                       | 21. Kontrola jačine čišćenja lica              |
| 3. Uključivanje/Isključivanje             | 22. Pokretanje/Pauza čišćenja lica             |
| 4. Prikaz ultrazvučne jačine              | 23. Pokretanje/Pauza raspršivača i vakuuma     |
| 5. Indikator sonde za oči                 | 24. Vakuumski izlaz                            |
| 6. Indikator sonde za lice                | 25. Izlaz raspršivača                          |
| 7. Kontrola ultrazvučne jačine            | 26. Kontrola jačine raspršivača i vakuuma      |
| 8. Promjena načina rada                   | 27. Izlaz sonde za oči                         |
| 9. Prebacivanje ultrazvučnog izlaza sonde | 28. Izlaz sonde za lice                        |
| 10. Pokretanje/Pauza ultrazvuka           | 29. Ulaz kotačića/kuglice za galvansku struju  |
| 11. Prikaz jačine galvanske struje        | 30. Izlaz kotačića/kuglice za galvansku struju |
| 12. Indikator pozitivne galvanske struje  | 31. Izlaz visoke frekvencije                   |
| 13. Indikator negativne galvanske struje  | 32. Izlaz četke.                               |
| 14. Kontrola jačine galvanske struje      |                                                |
| 15. Promjena načina rada galvanske struje |                                                |
| 16. Pokretanje/Pauza galvanske struje     |                                                |
| 17. Prikaz jačine visoke frekvencije      |                                                |
| 18. Kontrola jačine visoke frekvencije    |                                                |
| 19. Pokretanje/Pauza visoke frekvencije   |                                                |

## Dijagram povezivanja dodatne opreme

### Galvanska struja



Ručka galvanskog valjka



Ručka galvanske kuglice



Povezanost s glavnim uređajem.

### Ultrazvuk



Povezanost s glavnim uređajem.

### Visoka frekvencija



Umetnite staklene cijevi u ručku za visoku frekvenciju.

Povežite s glavnim uređajem.

### Čišćenje lica



Umetnite uređaj za čišćenje lica u ručku.

Povežite s glavnim uređajem.

Pokrenite/pauzirajte rotaciju.

### **Sprej bočica**



Jedna povezna cijev.



Povežite bocu s cijevi.



Povezanost s glavnim uređajem.



### **Stakleni usisivač**



Jedna povezna cijev. Cijev povežite s vakuumskom staklenkom.



Povezanost s glavnim uređajem.



## Visoka frekvencija

### I. Princip rada visoke frekvencije

Funkcija visoke frekvencije sastoji se od električne ploče visoke frekvencije, kondenzatora i poluvodiča. Pribor uključuje sondu za visoku frekvenciju i staklene cijevi. Unutar sonde za visoku frekvenciju nalazi se transformator za podizanje napona. S jedne strane sonde nalazi se električni kabel koji se povezuje s uređajem. Kada uređaj počne raditi, zahvaljujući radu električne ploče visoke frekvencije, stvara se intermitentna (prekidna) struja visoke frekvencije i napona. Ova vrsta struje može izazvati pražnjenje staklenih elektroda. Unutar staklene elektrode nalaze se plinovi helij i neon, koji proizvode plavu ili ružičastu svjetlost uz zvuk nalik zvižduku. Svjetlost širi i sužava krvne žile, ionizira kisik u ozon, čime poboljšava cirkulaciju krvi, postiže učinak sterilizacije i smanjuje upalu.

### II. Funkcija visoke frekvencije:

Povećava cirkulaciju krvi, jača limfnu aktivnost, opskrbljuje kožu hranjivim tvarima i uklanja otrovne tvari.

Povećava brzinu cirkulacije i metabolizma stanica, pomaže koži da diše i izlučuje štetne tvari.

Donosi toplinu kožnim vlaknima, poboljšava stanje kože i pomaže hranjivim tvarima da prodru u kožu.

Sterilizira i smanjuje upalu, potiče zacjeljivanje rana i jača imunitet kože.


### III. Upute za rad i metoda

#### Indirektna elektroterapija

- (1) Nakon sterilizacije, umetnite staklenu cijev u sondu za visoku frekvenciju i čvrsto je zategnite.




## Visoka frekvencija

- 2) Postavite vrijeme  i jačinu  (pogledajte dijagram ploče 1/2/17/18);
- (3) Klijent nanosi talk na ruke, zatim drži staklenu cijev, pokrenite uređaj i dopustite da struja prolazi kroz tijelo putem ruke;
- (4) Kozmetičar masira klijentovo lice, od vrata prema bradi, zatim obraze, a potom čelo;
- (5) Postavite jačinu struje na nulu, isključite uređaj i izvadite staklenu cijev.

Ova metoda može stimulirati vlaknasto tkivo, očuvati i obnoviti elastičnost kože. Dobra je za suhu i iscrpljenu kožu.

## 2. Direktna elektroterapija



- (1) Postavite vrijeme  i jačinu  (pogledajte dijagram ploče 1/2/17/18);
- (2) Nanesite hranjivu tekućinu ili kremu za lice na kožu, kozmetičar drži sondu, stavi staklenu cijev na čelo, pokrenite uređaj;
- (3) Koristite staklenu cijev za masažu lica u spirali ili "z" obliku, slijed operacije je sljedeći: čelo -> most nosa -> krila nosa -> desni obraz -> brada -> lijevi obraz -> krila nosa -> most nosa -> čelo;
- (4) Postavite jačinu struje na nulu, isključite uređaj i izvadite staklenu cijev.

Ova metoda omogućuje potpunu apsorpciju hranjivih tvari u kožu i razgrađuje kožni masnoće. Dobra je za masnu kožu.

## 3. Spark elektroterapija



- (1) Upotrijebite sterilizirani pamučni flaster za prekrivanje očiju klijenta, kozmetičar drži sondu za visoku frekvenciju, pokreće uređaj i podešava jačinu struje.



Nanesite na upaljeno područje, vrijeme tretmana ne smije biti duže od 10 sekundi.

## **Visoka frekvencija**

(2) Kada staklena cijev dotakne kožu, pojavljuje se iskra. To je normalno, a koža može osjetiti nešto poput anestezije.

(3) Postavite jačinu struje na nulu, isključite uređaj i izvadite staklenu cijev.

Ova metoda može postići snažan učinak sterilizacije i ubrzati zacjeljivanje rana. Dobra je za liječenje otekline, upala i ozlijeđene kože.

## **IV. Savjeti i zabrane**

1. Kada tretirate osjetljivu kožu metodom iskrne elektroterapije, koristite tanku tkaninu za prekrivanje kože kako bi struja prolazila kroz tkaninu, čime ćete smanjiti iritaciju kože izazvanu električnom strujom.
2. Zabranjeno je provoditi tretman na trudnicama ili osobama koje imaju metalne predmete unutar tijela.
3. Prije početka rada, prvo stavite staklenu cijev, a zatim pokrenite uređaj. Jačina struje treba se prilagoditi od slabe prema jačoj. Nakon završetka tretmana, jačina struje treba biti postavljena na nulu.
4. Prije početka tretmana, trebate koristiti vlažnu pamučnu tkaninu za prekrivanje očiju klijenta ili zamoliti klijenta da zatvori oči. Kod izvođenja iskrne elektroterapije, tretman ne smije trajati kontinuirano više od 10 sekundi na jednom području.
5. Tretman se ne smije primjenjivati na mrlje ili oštećenja kože.

## Ultrazvuk

### Ultrazvučni instrument ima dvije vrste valova:

1. **Kontinuirani val:** Ovaj val je neprekidan, a jačina je fiksna. Val je ujednačen, a učinak topline je očigledan.
2. **Pulsni val:** Ovaj val je isprekidan. Vrijeme pulsiranja je vrlo kratko.

### Ultrazvučne funkcije:

Ultrazvučna funkcija je pogodna za sve vrste problematične kože, jednostavna je za upotrebu i često se koristi među estetskim profesionalcima. Ultrazvučne funkcije pomažu ljudskom tijelu da apsorbira ultrazvuk, pretvarajući zvučnu energiju u toplinsku energiju. To pruža stimulaciju za kožu, ubrzava metabolizam, poboljšava cirkulaciju krvi i limfe, aktivira duboke stanice i poboljšava obrambeni sustav.

1. Ultrazvuk pomaže u smanjenju mrlja i smanjenju oštećenog područja.
2. Zbog svog masažnog učinka, pomaže koži u apsorpciji hranjivih tvari.
3. Ubrzava lokalnu cirkulaciju krvi i poboljšava metabolizam.
4. Razgrađuje potkožno masno tkivo, ubrzava apsorpciju, uzrokuje razgradnju nakupljene viškove vode i masti, poboljšava stanje ispod očiju i smanjuje tamne krugove.
5. Pomaže u liječenju akni.

### Postupak primjene:

1. Sterilizirajte ultrazvučne sonde, uključite uređaj.
2. Očistite i isparite lice, nanesite proizvode za njegu kože.
3. Odaberite odgovarajuću sondu prema različitim dijelovima za tretman.
4. Tijekom primjene pomičite sondu polako u spirali.
5. Nakon tretmana vratite sondu na mjesto, isključite uređaj.

### Napomene:

1. Čišćenje i nanošenje proizvoda za njegu kože obavezno je prije primjene ultrazvučne njege.
2. Vrijeme tretmana ne smije biti dulje od 15 minuta za lice, a jačina treba biti prilagođena prirodi kože.
3. Osjetljivu kožu treba tretirati s niskom jačinom.




## Ultrazvuk

### Ultrazvučni tretman očiju

**Učinci:** Uklanja tamne krugove i podočnjake

1. Povežite uređaj s napajanjem i uključite uređaj.
2. Odaberite sondu za oči i povežite je s glavnim uređajem.
3. Nanesite esenciju ili gel s funkcijom posvjetljivanja tamnih krugova i uklanjanja podočnjaka.

4. Pritisnite tipku za odabir sonde  i odaberite sonda za oči.

Pritisnite tipku za kontrolu vremena  i postavite vrijeme trajanja tretmana na 2 minute.

Pritisnite tipku za kontrolu jačine  i odaberite odgovarajuću jačinu.

Odaberite val pritiskom na odgovarajući gumb.  **MODE**

Počnite s radom nakon postavljanja svih postavki.

### Metoda rada



Svako oko tretirati po jednu minutu,  
pomicanje sonde s lijeva na desno duž podočnjaka.

## Ultrazvuk

### Ultrazvučna njega lica


**Učinci:** Posvjetljuje kožu, vlaži je, uklanja mrlje i tanke bore.

1. Povežite uređaj s napajanjem i uključite uređaj.
2. Odaberite odgovarajuću sondu za lice i povežite je s glavnim uređajem.
3. Nanesite esenciju ili gel s funkcijom posvjetljivanja, vlaženja i smanjenja mrlja.

4. Pritisnite tipku za odabir sonde i odaberite sonda za lice.



Pritisnite tipku za kontrolu vremena na 8 minuta.



i postavite vrijeme trajanja tretmana

Pritisnite tipku za kontrolu jačine



i odaberite odgovarajuću jačinu.

Odaberite valovni način pritiskom na odgovarajući gumb.



5. Počnite s radom nakon što postavite sve postavke.

Napomena: Gore navedeni parametri prikladni su za normalnu kožu (zdravu kožu).

Parametri za različite vrste kože:

#### **A. Ekstremno suha koža: zrela, s mrljama i znakovima starenja.**

Vrijeme: 13-15 minuta

Jačina: 3-5 razina

Način:

#### **B. Suha koža: tanka, s crvenim kapilarima.**

Vrijeme: 10-12 minuta

Jačina: 3-4 razine

Način:

## Ultrazvuk

### C. Masna koža

Vrijeme: 8 minuta

Jačina: 3-5 razina

Način: 

### D. Koža s aknama (ne vrlo osjetljiva)

Vrijeme: 8-10 minuta

Jačina: 3-4 razine

Način: 

### E. Osjetljiva koža (ne preosjetljiva)


Vrijeme: 8-10 minuta

Jačina: 3-4 razine

Način: 

## Ultrazvuk

### Metoda rada



Pomičite sondu u spiralu, kao što je prikazano na slici.

(Čelo/obrazi/čeljust 2 minute za svaki dio).

## Galvanska struja

Galvanski tretman poboljšava sposobnost aktivnih molekula da prodiru u površinu kože. Njegove prednosti su široke i dalekosežne: povećava sposobnost kože za apsorpciju, smanjuje bore i normalizira kožu. Elektronegativni i pozitivni naboj, zajedno s hidratnim ionima, omogućuju sigurno provođenje u i izvan kože.

Duboko prodiranje aktivnih tvari pomoću posebnog uređaja za iontoforezu i desinkrustaciju.

Postupak rada:

1. Uključite napajanje, idlersku rolu i metalni štap zasebno. Kozmetičar drži idlersku rolu, a klijent drži metalni štap.
2. Odaberite odgovarajuću jačinu.
3. Odaberite pozitivnu ili negativnu vrijednost prema potrebama klijenta. Kada tipka pokazuje +, idlerska rola je pozitivna, a metalni štap negativan. U tom trenutku operater može nanijeti kremu na kožu. Kada tipka pokazuje -, idlerska rola je negativna, a metalni štap pozitivan. Operater može koristiti masni pamuk namočen u destiliranu vodu i povezati ga s idlerskom rolom. Nježno dodirnite klijentovo lice s idlerskom rolom. Ovaj postupak duboko čisti kožu klijenta i uklanja masnoću i ostatke s odličnim učinkom.
4. **Napomena:** Kada je indikator pozitivne strane uključen, odaberite odgovarajuću radnu glavu i povežite je s izlaznom portom prema dijelu koji tretirate.



Kada je indikator negativne strane uključen, odaberite odgovarajuću radnu glavu i povežite je s izlaznom portom prema dijelu koji tretirate.



5. Nakon tretmana, isključite uređaj i dezinficirajte.

Napomene:

1. Ovaj tretman se ne smije koristiti na koži koja je alergična ili ozlijeđena.
2. Osobe sa srčanim bolestima i trudnice ne smiju koristiti ovaj tretman.
3. Pamuk treba biti vlažan.
4. Prije početka rada, uređaj treba očistiti.
5. Uređaj treba čuvati na suhom mjestu.
6. Prije operacije, operator i klijent trebaju ukloniti metalne predmete.
7. Odaberite odgovarajuće proizvode za njegu kože.

## **Vakuum i sprej**

### **A. Diskontinuirani vakuum**

Tijekom rada, srednji prst treba ritmično prekrivati i otpuštati mali otvor na staklenoj cijevi. Vakuum ne smije biti prejak. Ova metoda je pogodna za osjetljivu, opuštenu i tanku kožu.

### **B. Kontinuirani vakuum**

Srednji prst prekriva mali otvor na staklenoj cijevi i pomiče se zajedno s njom neko vrijeme prije otpuštanja prsta. Vakuum treba biti jači. Ova metoda je pogodna za masnu, čvrstu i deblju kožu.

### **C. Jaki vakuum**

Srednji prst prekriva otvor na staklenoj cijevi bez otpuštanja, a cijev se stavlja na kožu i povremeno otpušta. Potrebna je visoka razina vakuuma. Ova metoda je pogodna za masnu kožu, posebno područja kao što su vrh i strane nosa te dijelovi s miteserima.

## **2. Sprej**

Plastičnu cijev spojite s bocom za raspršivanje. Srednjim prstom i palcem držite bocu, a kažiprstom pritisnite zračni otvor na boci kako biste stvorili tlak i raspršili vodenu maglicu. Tijekom tretmana, kozmetičar treba prskati od čela prema licu kako bi se izbjeglo prskanje u nosnice.

## **V. Napomene za rad**

Vakuumsku cijev ne treba pomicati presporo niti zadržavati na istom mjestu predugo.

Prije tretmana, potrebno je prilagoditi jačinu usisavanja prema tipu kože klijenta – prvo testirati na stražnjoj strani ruke, a zatim primijeniti na lice.

Preporučuje se kombinacija tretmana sa parnim uređajem.

Koža oko očiju je vrlo tanka, pa se vakuumski tretman ne smije primjenjivati na tom području.

Prije raspršivanja, klijent treba zatvoriti oči, a smjer raspršivanja treba biti od čela prema bradi.

## Uređaj za vruću paru

Funkcija:

- Ubrzava cirkulaciju krvi i potpomaže hidrataciju stanica.
- Proširuje pore i dubinski čisti kožu.
- Uklanja mrtve stanice i nečistoće.
- Smanjuje upale i djeluje antibakterijski.
- Poboljšava metabolizam kože i obnavlja stanice epiderme.
- Biljna funkcija pomaže u tretiranju kožnih problema.
- Funkcija aromaterapije može osvježiti i revitalizirati.

Vrijeme i udaljenost:

Vrijeme tretmana i udaljenost između mlaznice pare i lica klijenta treba prilagoditi prema tipu kože.

Normalna koža: udaljenost 25–30 cm, vrijeme (ozonska para) 3–5 min

Masna koža: udaljenost 20–25 cm, vrijeme (ozonska para) 5–8 min

Upaljena koža: udaljenost 20–25 cm, vrijeme (ozonska para) 8–10 min

Suha koža: udaljenost 30–35 cm, vrijeme (ozonska para) 3 min

Osjetljiva koža: udaljenost 35 cm, vrijeme (obična para) 5–8 min

Koža s mrljama: udaljenost 30–35 cm, vrijeme (obična para) 5–8 min

Koža s proširenim kapilarama: udaljenost 20–25 cm, vrijeme (obična para) 5–8 min

Ukupno trajanje tretmana ozonom ne smije prelaziti 10–15 minuta. Ne preporučuje se koristiti ozonsku paru duže od 15 minuta.

**Napomena:** Nemojte podešavati energiju iznad razine 10, osim u slučaju kada napon nije dovoljan za 220V ili je para vrlo slaba. U suprotnom, može doći do izbacivanja vode iz parnog uređaja.

## **Woodova lampa:**

Napredna metoda analize kože koristi dermatoskopski uređaj.

Temeljen na tehnologiji facijalne topografije, ovaj uređaj može analizirati stanje kože, otkriti i interpretirati probleme kože. Ima sposobnost prepoznavanja različitih tipova kože koji mogu istovremeno postojati na licu jedne osobe.

Dermatološke promjene i problemi mogu se lako otkriti pomoću ovog uređaja. Koristi crnu svjetlost za osvjetljavanje nepravilnosti i suhoće kože klijenta te omogućava detaljan pregled uvećanih dijelova kože.

Indikacije boja:



Boja i stanje kože:

1. Bijela s plavkastom nijansom – Zdrava koža
2. Žuta s plavkastom nijansom – Masna koža
3. Ljubičasta s plavkastom nijansom – Suha koža
4. Tamno ljubičasta – Jako suha i dehidrirana koža
5. Narančasta – Masna koža sklona aknama
6. Svijetložuta – Koža s gnojnim aknama
7. Smeđa i tamnosmeđa – Koža s hiperpigmentacijom
8. Ljubičasta – Osjetljiva koža
9. Bijela, fluorescentna – Zadebljala rožnata koža



## **Woodova lampa:**

### **Operacija:**

1. Pokrijte oči vlažnim pamučnim oblogom nakon čišćenja kože.
2. Kozmetičar drži lampu i postavlja je prema klijentovom licu. Razmak između lica i lampe treba biti 15 cm ~ 20 cm, a lice treba biti potpuno prekriveno plaštom.
3. Provjerite boju kože koja se reflektira na lampi.
4. Nakon završetka pregleda, sklonite lampu.

### **Oprez:**

1. Prije početka, obavezno pokrijte klijentove oči vlažnim pamučnim oblogama.
2. Vrijeme testiranja ne smije biti duže od 2 minute.
3. Provjerite da razmak između lica i lampe nije manji od 15 cm.
4. Nije prikladno za kožu sklonu iritacijama.
5. Operaciju treba obaviti u tamnoj prostoriji.

**Lupa/ lampa:**

Lampa za povećanje je jednostavna za pomicanje i postavljanje, uključuje superiorni refraktivni povećavač i ugrađeni sustav osvjetljenja koji omogućuje detaljan pregled kože.

**Operacije:**

1. Uključite uređaj u električnu utičnicu.
2. Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje i usmjerite povećalo na kožu koju trebate pregledati i obraditi.
3. Podesite udaljenost između glave lampe i kože. Također, fiksirajte kotačić za podešavanje. (Napomena: Preporuča se koristiti neki proizvod za oblikovanje tijela na dijelu tijela koji treba pregledati.)
4. Na kraju operacije, isključite prekidač i isključite uređaj iz električne utičnice.

**Pažnja:**

1. Ako je električni kabel oštećen, kako biste izbjegli opasnosti, obratite se proizvođaču, prodavaču ili drugom profesionalcu kako biste ga zamijenili.
2. Nemojte ostavljati uređaj u vlažnom okruženju jer to može izazvati električni udar, kratki spoj ili požar.
3. Nemojte nositi uređaj dok je uključen kako biste spriječili požar.

**Lakši kvarovi i rješenja:**

| <b>Kvar</b>                                | <b>Rješenje</b>                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj je uključen ali ne reagira.         | Provjerite je li napajanje ispravno povezano s glavnim uređajem.                           |
|                                            | Provjerite je li prekidač za napajanje uključen.                                           |
| Nema izlaza.                               | Provjerite je li pribor ispravno i pravilno spojen s izlaznim priključkom glavnog uređaja. |
| Tijekom rada, glavni uređaj se pregrijava. | Korištenje je predugo, isključite i prirodno ohladite.                                     |
|                                            | Provjerite je li naponska struja ispravna (potrebni profesionalci za provjeru).            |
| Nema napajanja.                            | Provjerite osigurač, ako je slomljen, potrebno ga je zamijeniti.                           |

●**Napomena: izbjegavajte smetnje, nemojte primjenjivati dvije funkcije istovremeno.**

**Tehnički podaci:**

Napajanje: AC110V ☐ 220V ☐ 230V ☐ 240V ☐

Frekvencija: 50Hz ☐ 60Hz ☐

Struja: 850 W

Dimenzije pakiranja: 103.5\*70.8\*40 cm

Bruto težina: 6 kg

Netto težina: 5.6 kg

**Sadržaj pakiranja:**

| Opis                        | Jedinica | Količina | Napomena         |
|-----------------------------|----------|----------|------------------|
| Glavna jedinica             | set      | 1        |                  |
| Woodova lampa               | set      | 1        |                  |
| Lupa-lampa                  | set      | 1        |                  |
| Ručka za visoku frekvenciju | kom      | 1        |                  |
| Radna glava s kotačićem     | kom      | 1        | Galvanska struja |
| Stik radna glava            | kom      | 1        | Galvanska struja |
| Radna glava s kuglicom      | kom      | 1        | Galvanska struja |
| Pištolj za četku            | kom      | 1        |                  |
| Četkice                     | set      | 1        |                  |
| Sprej boca                  | set      | 1        |                  |
| Ultrazvučna sonda           | kom      | 2        |                  |
| Staklena jezik cjevčica     | kom      | 1        |                  |
| Savijena staklena cjevčica  | kom      | 1        |                  |
| Staklena gljiva-cjevčica    | kom      | 1        |                  |
| Staklena čaša za vakuum     | kom      | 3        |                  |
| Staklena cijev za vakuum    | kom      | 1        | Crna             |
| Pojedinačna spojna cijev    | kom      | 1        | Bijela           |
| Glava aparata               | kom      | 1        |                  |
| Polica za pribor            | kom      | 1        |                  |
| Torbica za Woodovu lampu    | kom      | 1        |                  |
| Kabel za napajanje          | kom      | 1        |                  |
| Osigurač                    | kom      | 2        |                  |
| Uputstvo za upotrebu        | kom      | 1        |                  |

## Važna sigurnosna obavijest

1. Ovaj uređaj je profesionalni instrument za kozmetičke salone, kako bi se izbjegle nepotrebne povrede, ovaj uređaj smije koristiti samo profesionalni kozmetičar.
2. Nemojte rastavljati uređaj ili koristiti uređaj na način koji nije objašnjen u uputama. Svi servisi održavanja trebaju se obaviti od strane profesionalnog tehničara.
3. Nemojte instalirati ili koristiti uređaj s vlažnim rukama ili u blizini izvora vode kako biste izbjegli prskanje tekućine po uređaju.
4. Izvucite utikač i kontaktirajte servisni centar u sljedećim slučajevima:
  - A. Ako je tekućina prskala ili prelila uređaj ili ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi;
  - B. Ako uređaj ima neobičan miris, dim ili neuobičajeni zvuk;
  - C. Ako je uređaj pao ili je oštećen vanjski okvir;
  - D. Ako je kabel za napajanje oštećen ili izgreban.
5. Nemojte stavljati nikakve predmete na napojne žice, niti instalirati uređaj na mjesto gdje bi napojne žice mogle biti gažene.
6. Izvucite napojne žice na kraju korištenja iz sigurnosnih razloga.
7. Nemojte umetati nikakve predmete u otvore uređaja, jer bi to moglo izazvati požar ili električni udar. Ako nešto padne u otvor i ne možete to izvaditi, izvucite napojne žice i kontaktirajte distributera.
8. Nemojte stavljati uređaj na nestabilna kolica, policu ili vozilo, jer može doći do oštećenja ako padne.
9. Kako bi se osigurao dug životni vijek uređaja, interval između kontinuiranog uključivanja i isključivanja treba biti duži od jedne minute.
10. Napajanje mora biti u skladu s specifikacijama navedenima na etiketi, inače uređaj neće raditi ispravno ili može doći do oštećenja.
11. Proizvođač zadržava pravo izmjene ili dopune ovog priručnika i zadržava sva prava interpretacije gore navedenih informacija.